

Pytanie:
Czy Kupujący dopuszcza spektrometr z oprogramowaniem w języku angielskim oraz instrukcją oprogramowania i użytkowania w języku polskim?
Odpowiedź ORLEN OIL:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość oprogramowania w języku angielskim.

Pytanie:
Czy nie zaszła pomyłka przy specyfikacji zakresu widmowego? Z uwagi na różnorodność parametrów, które użytkownik chce oznaczać, sugeruje się zakres minimalny do co najmniej 6000 cm ⁻¹ .
Odpowiedź ORLEN OIL:
Minimalne pasmo zostało określone w zakresie od ok. 500 do 4000 cm ⁻¹ , jednak istotne są dla Zamawiającego oznaczenia wypisane w SIWZ tj. oprócz widma sadza, oksydacja, nitracja itd., które są odczytywane programowo z widma (być może w zakresie widma powyżej 4000). Jeżeli tak jest, to rzeczą zrozumiałą jest, że zakres pomiarowy urządzenia powinien być szerszy. Aparat powinien wykonywać minimum określonych przez Zamawiającego oznaczeń.

Pytanie:
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wraz ze spektrometrem wyposażenia do analiz transmisyjnych olejów czy też to analiz odbiciowych metodą ATR
Odpowiedź ORLEN OIL:
Zamawiający jest zainteresowany prostą metodą dozowania próbki w szerokim zakresie lepkości badanych środków smarowych jak również smarów, co jednoznacznie wyklucza metodę transmisyjną z kuwetą (brak możliwości zadozowania i przebadania próbek olejów o wysokich lepkościach jak również smarów).